

COMMENT

# Utiliser le tableau de bord et le journal

# Tableau de bord

## Graphique

Suivez l'évolution de votre glycémie tout au long de la journée. Votre plage cible s'affiche. Touchez un point pour plus de détails ou faites glisser votre doigt pour explorer les données.



## Insuline active

Découvrez combien d'unités d'insuline rapide agissent encore dans votre corps. Cette information, calculée à partir de vos derniers enregistrements, est utilisée pour déterminer vos recommandations.

## Glycémie moyenne

Découvrez votre moyenne glycémique calculée à partir de vos 28 dernières mesures.

Note: Cette valeur diffère de votre HbA1c, mesurée par votre professionnel de santé.


# Journal

## Ajouter une nouvelle mesure



Dans votre journal, vous pouvez consulter vos recommandations et vos mesures précédentes.

Appuyez sur le bouton + pour ajouter une nouvelle mesure.




Saisissez la date et l'heure. La saisie de la glycémie, des glucides, de l'insuline rapide et des cétones sanguines est facultative.

## Supprimer ou modifier une mesure



Appuyez sur la mesure que vous souhaitez modifier ou supprimer.



Vous pouvez modifier les valeurs individuellement. Appuyez sur 'Supprimer du journal' pour le retirer du journal.

## Exporter le journal



Pour exporter un rapport de vos données du journal, appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran.



Sélectionnez une période et appuyez sur 'Créer le PDF'.



Le rapport peut être téléchargé et partagé.